

SELECT HV 30 ML BULK SPIUIT

- 30 ml bulk spuit**
- Sluit de bulk spuit goed aan op de hervulbare spuit en zet deze goed vast. Voer materiaal over te brengen dienen de twee aansluitende systemen te zijn vastgezet op de hervulbare spuit.
 - Open geen druk uit bij het aansluiten van de twee systemen daar zo zou kunnen leiden tot het barsten van de luer lock verbinding.
 - Verf geen druk uit op de achterkant van de zuiger terwijl de dop op de spuit zit, de hervulbare spuit is aangesloten of wanneer deze geen applicatie op de spuit heeft.
 - Als de dop op de bulk spuit zit, of de hervulbare spuit is aangesloten, kan er materiaal rond de zuiger terug spuiten en de ruimte tussen de zuiger en de cilinder wand vullen of uit de achterkant van de spuit komen.
 - Als er geen dop op de spuit zit of als er geen hervulbare spuit is aangesloten, kan er materiaal uit de applicatie van de spuit vloeien.
 - Plaats de dop op de spuit als deze niet in gebruik is om te voorkomen dat het materiaal uitschijnt en plaats hem voorzichtig terug in de dop. Zet de spuit niet met kracht meer te de punt in de dop zodat er materiaal uit kan komen.
 - Spuit geen materiaal heen en weer tussen de bulk- en de hervulbare spuit, daar dit kan leiden tot vorming van luchtbellen en gipsafbouwingsmeting.

OPMERKING: Bekijk de 30 ml spuit goed.

- Er kan 30ml materiaal tussen de zuiger en de cilinder wand bevinden. Het product is nog steeds in bruikbare staat.
- Als u materiaal met het materiaal uit de bulk spuit te doen vloeien.
- Sluit de applicatie goed, dit kan anders leiden tot lekkage of overvloedig spuiten.
- Voor eenmaal gebruik. Dit kan anders tot kruisbestuiving leiden. Gooi de spuit na gebruik weg.

- Bi gebruik van ETSIMODELEN Select HV 30 ml bulk spuit-systeem, gaal u ook wel te werk:
 - Als de bulk spuit op de dop uitschijnt, kan de dop op de uitschijnde van de buikspuit door de luer lock van de unit dose spuit sleevig op de **IMMEDIATE aansluiting van de buikspuit te draaien**.



- Zodra verbinding stevig vastzit, de zuiger van de 1,2 ml spuit langzaam uittrekken, om de gewenste hoeveelheid materiaal op te zuigen.



- Plaats onmiddellijk de dop op de 30 ml spuit terug.
- Als de geladen hervulbare spuit niet direct wordt gebruikt, plaats de dop er dan op.
- Als de spuit klaar is voor gebruik, verwijd de dop en draai hem om aan de lichtblauwe 25 gauge applicatie te koppelen. Dient het materiaal te zijn vastgezet.

GEbruiksAANWIJZING

- Etsen van dentine en glazuur**
- Selectief etsen van glazuur**
 - Verwijder de witte dop van de spuit met elsmiddel.
 - Bevestig de lichtblauwe 25 gauge tip op de 1,2 ml spuit, of de donkerblauwe 22 gauge tip op de 5 g spuit.
 - Controleer de uitstroom van het elsmiddel vóór intraligale gebruik. Breng een kleine hoeveelheid gel op een plaatje of gaasje aan om verwond te raken met de viscositeit.
 - Als het oppervlak dat getest wordt niet pas gelijst is, maak dit dan schoon met een puitmateriaal water mengsel. Prophyl pasta's met olie of fluoride nogten niet worden gebruikt, daar deze additieven met het etsen kunnen interfereren. Goed spoelen.
 - Isoleer! Een paar minuten afscherming als isolatie heeft de voorkeur.
 - Bring het elsmiddel rechtstreeks aan op het oppervlak dat getest dient te worden. Laat het elsmiddel 15 seconden lang zitting.
 - Groonde gedurende 5 seconden met atzaging spoelen. Bij selectief etsen van glazuur is het aan te raden om al te zagen voorzichtig aan het spoelen, om te voorkomen dat het elsmiddel naar het dentine stroomt.
 - Ge onmiddellijk door met de boding procedure.
 - Gooi alle onderdelen voor eenmaal gebruik weg.
- Raningsanwijzingen voor tandhebeukmiddelen materialen**
 - SELECT HV ETC** kan worden gebruikt op restauratieve substraten voor het effectief verwijderen van organische verontreinigingen. Breng het elsmiddel gedurende 30 seconden op het oppervlak aan en spoel grondig na met water.
 - OPMERKING:** Select HV moet aan het substraat voor te bereiden met PORCELAIN PRIMER™, BIS-SILANE™ of z-PRIME™, om te voorkomen aan de ty-in en de de volgende verspreide reiniging met fosforzuur.

HYGIENE: Plaats de luer lock beveilig op de spuit. Het gebruik van een hygienische beschermes her voorkoming van besmetting van de spuitjes gedurende de behandeling wordt geadviseerd.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68 F - 25°C/77 F). Verwijderd houden van direct zonlicht.

GARANTEE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de versnaging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van defect of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet correct gebruik van de producten zoals beschreven. Vóór gebruik is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker neemt alle risico en aansprakelijkheid in verband daarmee op zich.

SELECT HV is een geregistreerd handelsmerk van BISCO, Inc. PORCELAIN PRIMER™ wordt geregistreerd door BISCO, Inc. BIS-SILANE™ z-PRIME™ zijn handelsmerken van BISCO, Inc. © Daniel Chan, University of Texas Health Science Center at San Antonio Dental School. Residual Effect of 1 and 2% Benzalkonium Chloride Incorporated into an Ethanol on the Susceptibility of Actinomyces viscosus T14V, 1993

SELECT HV™ ETC 35% Fosforisyre

GENEReEL INFORMASJON

BISCO's nye **SELECT HV ETC** HV geeft selectief plastringsmeting. Dettle etsmiddel heeft hyfveitem, men er akkurat vaskast nok å fjerne med **SELECT HV ETC** HV. Selskippet gir en god plastringsmeting på emaljeflatene samtidig som det bevater forbedre til et selektivt etsmiddel essensielt og i tillegg på de dentin. Den selektive eller prioritet elektriskeken vil kunne en mer effektiv restaurering ved emaljeflatene. De sterke og skinnende fargen til ettsen vil ikke utvalgt av etsmiddel gi også denne forstyrrelsen i det daglige etsing der krating langvarig eksponering er viktig.

BISCO's **SELECT HV** etsmiddel er fosforisyre (H₃PO₄), beringsmiddel for bruk på emalle, dentin og som rengjøringsmiddel for restaureringsgastsubstater. **SELECT HV ETC** HV effektivt fjerner smertefullt, ets og demineraliserer emalle, dentin og skape mikrorotninger i overflaten som er nødvendig for vellykket lekkage. Etsmiddel stykles enkelt burt helt uten å etfaterre rester. **SELECT HV ETC** HV kan også fiks med benzalkoniumklorid (BAC), et antiseptisk middel. Forskning har påvist utvikling av opp til 7 mm store som hermer resistabiliteter ved in vivo tester med Actinomyces viscosus.

MERK: Tilføyelse av benzalkoniumklorid er ikke påvirket å kornerede med redusert forekomst av sekundær tannrøtt hos pasienter. Det er ikke utført in vivo kliniske studier for å evaluere effekten av benzalkoniumklorid på orale bakterier eller karier.

Indiksjoner for bruk:

- Etsing av dentin og emalle
- Selectiv etsing av emalle
- Rengjøring av materialer for dental restaurering

Advarsel:

- Fosforsyren i etsmiddelet irriterer eyne og huden kraftig. Skade kan oppstå hvis etsmiddelet faller på huden eller slimhinnen i lengre perioder. Hvis middelet kommer i kontakt med annet ven, skyll øyeblikkelig med riktige mengder vann i flere minutter.
- Hvis middelet kommer i kontakt med øyet, skyll øyeblikkelig med riktige mengder vann og oppsk

Advarsel:

Krysskontaminering:

- Produktet kan inneholde elementer som er ment til engangs bruk. Kast brukte eller kontaminte spisser, ikke rengjør, desinfiser eller gjenbruk disse.
- Buk av vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttende deknig for å unngå forurensning av sprøyten under behandling anbefales. Hvis sprøyten blir forurenet, kast den ikke rengjør eller desinfiser.

- Førhåndsregler:**
- Les de tole direkte instruks. Langvarig eksponering for syrer kan føre til midlertidig av etsmiddel. Dettle vil ikke føre i nedsett effekt.
 - Test påfelingen av etsmiddelet på en båndplate eller glassplate for å kontrollere at det er fullt fortroing med trykket som kreves for å få etsmiddel i gjennom tungen. Spekk atil iferensere fra tungen før middelet brukes intra-rot. Bortsett fra middelet stempel og å starte iferensere intra-rot. Dettle kan føre til en ukontrollert strøm av middelet. Forsøtt ikke HV med merkes middelet. Bytt til ny tupp, og kontroller iferensere for produktet brukes på pasienten.
 - Protpasta som inneholder olje eller fluor, kan ikke brukes da disse tilstingsstofferne kan hindre etsingen.
 - Se etskettere på de enkelte komponenter for spesifikke udsådsstør.
 - HAS databladet er tilgjengelig påførselt.
 - Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på www.bisco.com.

SELECT HV 30 ML VOLVUMSPRYOTE

- 30 ml volumsprøyte**
- Volumsprøyten kobles foranving til refli-sprøyten. Systemet må være fullstendig lukket for å lade adaptere til bruk.
- Buk ikke medt i å koble de to systemene sammen da dette kan resultere i at en eller begge luer-adaptere blir ødelagt.
 - Buk ikke medt stempel metten sprøyten har dekket på, mens den er tilknyttet refli-sprøyten eller mangler tupp eller sprøytespiss.
 - Den som sprøyter har dekket på eller er tilknyttet refli-sprøyten, kan middelet stoppe bakover rundt stempelen og fylle opp melkommet mellom stempel og sprøytevegg eller tlinge ut gjennom bakdelen av sprøyten.
 - Den som volumsprøyten verken har dekket på eller er tilknyttet refli-sprøyten, kan middelet komme til å sprute fra sprøytespissen.
 - Sett på dekket når volumsprøyten ikke er i bruk for å forhindre at middelet tørker ut. Legg sprøyten forsiktig tilbake i eske. Legg ikke sprøyten hardt ned med spissen opp så middelet kan komme til å sprute ut.
 - Middet må ikke overføres fra en til en annen volum- og refli-sprøyte da dette kan fødslike kontaminering og mulig krysskontaminering.

MERK: Hold øye med 30 ml volumsprøyten.

- Middelet kan have mellom stempel og sprøytevegg. Produktet kan fortsett å sprøyte.
- Hvis middelet ikke sprøytes inn i refli-sprøyten, må refli-sprøyten festes godt til volumsprøytespissen. Kast deretter langsomt tilbake for å sugt ut luffen fra volumsprøyten. Refli-sprøyten kobles fra, og luffen slippes ut. Gentli til middelet begynner å sprøytes inn i refli-sprøyten.

MERK: Hold øye med refli-sprøyten.

- Stempelet til refli-sprøyten kan falle ut hvis det blir trukket bakover for trek. Forsk stempel til refli-sprøyten forsiktig bakover for å sprøyte ut middelet.
- Pass på at dispensertrykken er godt festet slik at lekkasje og sprut av overskuddsmiddel unngås.
- Kun for engangsbruk. Gjenbruk kan medføre krysskontaminasjon. Kast etter bruk.

1. Hvis BISCO ETSIMERETALER 30 ml volumsprøytesystem brukes, gå på som følger:

- Fest doseringsprøyten merket med enheten 1 ml til enden av volumsprøyten ved å v i luerstien til enhetsdosen stramt på skruen til volumsprøytesystemet.



- Sett umiddelbart dekket på 30 ml-sprøyten igjen.
- Hvis den fylte sprøyten ikke skal brukes umiddelbart, må dekket settes på.
- Ved bruk fjernes dekket. Vn for å feste den lyseblå 25-gauge spissen. Bruk middelet i angitt mengde.



- Etsing av dentin og emalle**
- Selectiv etsing av emalle**
 - Fjern det hvite dekket fra etsprespen.
 - Fest den lyseblå 25 gauge-spissen på 1,2 ml sprøyten, eller den mørkeblå 22 gauge-spissen på 5g sprøyten.
 - Kontroller iferensere av etsmiddel før interoral bruk. Sprøytt ut i luen merde gel på en plate eller gass til fullt fortroing med viskositeten.
 - Hvis overflaten som skal ettes ikke er nylagt, til den vakses med prepastesvann. Spisepasta som inneholder olje eller fluor, lar ikke brukes da disse tilstingsstofferne kan hindre etsingen. Skyll godt.
 - Isoleer! Kofformid er den foretrukne isoleringsmiddelet.
 - Sprøytt etsmiddelet direkte på overflaten som skal ettes. La etsmiddelet virke i 15 sekunder.
 - Skyll grundig i 15 sekunder med vann. Hvis emallen ettes selektivt, må den ansvares før skylling for å unngå at etsmiddelet skal fylle over på dentin.
 - Forsk umiddelbart med kleberopprett.
 - Alle engangsutrustninger må kastes etter bruk.

BRUKSANVISNING

- Etsing av dentin og emalle**
- Selectiv etsing av emalle**
 - Fjern det hvite dekket fra etsprespen.
 - Fest den lyseblå 25 gauge-spissen på 1,2 ml sprøyten, eller den mørkeblå 22 gauge-spissen på 5g sprøyten.
 - Kontroller iferensere av etsmiddel før interoral bruk. Sprøytt ut i luen merde gel på en plate eller gass til fullt fortroing med viskositeten.
 - Hvis overflaten som skal ettes ikke er nylagt, til den vakses med prepastesvann. Spisepasta som inneholder olje eller fluor, lar ikke brukes da disse tilstingsstofferne kan hindre etsingen. Skyll godt.
 - Isoleer! Kofformid er den foretrukne isoleringsmiddelet.
 - Sprøytt etsmiddelet direkte på overflaten som skal ettes. La etsmiddelet virke i 15 sekunder.
 - Skyll grundig i 15 sekunder med vann. Hvis emallen ettes selektivt, må den ansvares før skylling for å unngå at etsmiddelet skal fylle over på dentin.
 - Forsk umiddelbart med kleberopprett.
 - Alle engangsutrustninger må kastes etter bruk.

Rengjøring av materialer for dental restaurering

1. **SELECT HV ETC** kan brukes på restaureringsgastsubstater for å effektivt fjerne organiske kontaminanter. Påfør etsmiddelet på overflaten i 30 sekunder, og skyll grundig med vann.

MERK: BISCO anbefaler at du bruker **PORCELAIN PRIMER™**, **BIS-SILANE™** eller **z-PRIME™**. Plus for preving (tryk) og påfølgende rengjøring med fosforisyre.

HYGIENE: Sett alltid bilde luer lock opp. Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten

AHVENING: Se komplemente forstyrrelser som gjelder for avfalsbehaldning. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale anvisninger som gjelder for avfalsbeholdning.

OPPREVARING: Oppbevarings ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Unngå direkte sollys.

GARANTEEBESTEMMELSE: BISCO, Inc. lar ansvare for å erstatte produkt som ikke kan bevises er mangelfullt. BISCO, Inc. påtar seg ikke ansvar for eventuelle skade eller tap, enten de er direkte skader eller følgeskader og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. For det brukers ansvare å vurderer om produktet er egnet for tiltenkt bruk. Bådevisen påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

SELECT HV er et registrert handelsmerke som tilhører BISCO, Inc. PORCELAIN PRIMER™ er et registrert handelsmerke som tilhører BISCO, Inc. BIS-SILANE™ z-PRIME™ er handelsmerker som tilhører BISCO, Inc. © Daniel Chan, University of Texas Health Science Center at San Antonio Dental School. Residual Effect of 1 and 2% Benzalkonium Chloride Incorporated into an Ethanol on the Susceptibility of Actinomyces viscosus T14V, 1993

SELECT HV™ ETC 40% Fosforisyre a 35% INFORMASJONES GEARIS

O novo **SELECT HV ETC** HV a BISCO permite uma aplicação selectiva precisa. Este agente condicionador oferece fluidez, mas é suficientemente viscoso para impedir a migração. Um ataque ácido selectivo proporciona um acondicionamento de ácido fosfórico nos rebordos do esmalte, enquanto mantém o benefício do seu adesivo self-etch, tais como, uma baixa sensibilidade pós-operatória a uma tolerância à humidade da dentina. A aplicação de acondicionamento selectivo ou preferencial pode proporcionar uma restauração mais estável nos rebordos do esmalte, a coloração visualmente brilhante dessa zona limita de agente condicionadora forma esse ácido fosfórico ideal para a adesão de condicionamento do ala-dia em nos casos em que uma diferenciação profunda na cor é importante.

Os agentes condicionadores **SELECT HV** da BISCO são ácidos fosfóricos (H₃PO₄), indicados para aplicar no esmalte e na dentina e, também, como agente de limpeza de substratos de materiais restauradores. O **SELECT HV ETC** removeu com eficiência a smear layer, fará o ataque ácido e demineralizará o esmalte e a dentina, para criar a superfície microretentiva necessária para uma adesão bem-sucedida. O agente condicionador envasado de forma drápid e limpa, sem deixar resíduos. O **SELECT HV ETC** também está disponível com dióxido de benzoil (BAC), um agente antiseptico. Pesquisas confirmam o desenvolvimento de zonas de inibição de bactérias residuais de até 7 mm, quando postas à prova (in-vitro) com Actinomyces viscosus.

OBSERVAÇÃO: A inclusão do dióxido benzalcônio não apresentou correlação com a redução de deterioração secundária em pacientes. Estudos clínicos in vivo para avaliar os efeitos do dióxido benzalcônio em bactérias orais ou cáries não foram realizados.

Indicações de uso:

- Acondicionamento da dentina e do esmalte
- Acondicionamento selectivo do esmalte
- Agente de limpeza em materiais restauradores dentários

Advarsel:

- O ácido fosfórico existente no agente condicionador pode irritar de forma grave os olhos e a pele. Podem verificar-se lesões se o adesivo permanecer em contacto com a pele ou com as mucosas durante um tempo prolongado.
- Se entrar, acidentalmente, em contacto com os olhos, lave abundantemente, com água e procure cuidados médicos especializados.

Cuidados:

Contaminação cruzada:

- O produto pode conter fene concretos para uma única utilização. Evitar as pontas gastas ou contaminadas. Não limpe, desinfeste nem reutilize a ponta.
- Realizar-se a utilização de protecção higiénica dispostiva, enquanto estiver a aplicar contaminada das seringas durante o tratamento. Se a seringa ficar contaminada, deite fora. Não reutilize nem desinfeste.

- Precauções:**
- Mantenha o produto afastado da luz directa do sol. A exposição prolongada à luz do sol pode causar a descoloração do agente condicionador. Uma eventual descoloração não comprometerá a eficácia do produto.
 - Teste o agente condicionador num bloco de mistura ou placa de vidro, ANTES de usar em pacientes de forma a familiarizar-se com a pressão exigida para distribuir o agente condicionador através da ponta. Nunca utilize intracanalmente antes de verificar o fluxo na ponta. Nunca aplique força no êmbolo para iniciar o fluxo intracanalmente, isso poderia causar uma descarga descontrolada subsequente do material. Se se verificar resistência ao fluxo, PARE. Coloque uma ponta nova e verifique o fluxo antes de utilizar no paciente.
 - Pasta profilática que contém óleo ou fluoróio não devem ser usadas, pois essas substâncias podem interferir no ataque ácido.
 - Consulte os rótulos individuais de cada componente para verificar as datas de validade.
 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
 - Ficha de Dados de Segurança disponível em www.bisco.com.

SELECT HV SERINGA GRANDE, 30 ML

- Seringa, 30 ml**
- Conecte e segure adequadamente a seringa junto a seringa uni-dose. As duas seringas devem estar completamente envascadas antes de expor o material.
 - Não aplique força para conectar as duas seringas, pois isso poderia resultar na ruptura da ligação das mesmas.
 - Não aplique força na parte de trás do êmbolo enquanto a seringa tiver a Tampa conectada, enquanto tiver com a seringa uni-dose conectada ou não tenha a ponta ou sem a seringa.
 - Se estiver com Tampa ou com a seringa uni-dose luer conectada, o material poderá esquivar em volta do êmbolo, preenchendo o espaço entre o êmbolo e a parede da seringa, ou ser expelido pela parte de trás da seringa.
 - Se a seringa junto a uma Tampa ou com a seringa uni-dose não tiver a seringa uni-dose conectada, o material poderá ser expelido da seringa pela ponta.
 - Recoloca a Tampa da seringa junto quando não a estiver a utilizar, para evitar que o material seque, e coloque-a imediatamente de volta na caixa. Não coloque a seringa com Tampa, com a ponta e com, em qualquer sequência, pois isso poderia causar danos ao material.
 - Não pressione o material entre a seringa junto e a seringa uni-dose e vice-versa repetidamente, pois isso poderia causar bolhas de ar e possível contaminação cruzada.

OBSERVAÇÃO: Verifique a seringa junto, 30 ml.

- O material pode estar exposto a danos de luz ultravioleta, reutilize.
- Se observar que o material não é expelido para a seringa uni-dose, conecte-a à seringa junto e, gentilmente, puxe para trás, para sugar o ar da seringa grande. Retire a seringa uni-dose e desixe o ar. Repita quantas vezes for necessário até que o material comece a ser expelido na seringa uni-dose.

OBSERVAÇÃO: Verifique a seringa uni-dose.

- O êmbolo da seringa uni-dose pode ser repentinamente, se puxado rápido demais. Gentilmente, puxe o êmbolo da seringa uni-dose para expor o material.
- Conecte com firmeza a ponta de aplicação. caso contrário, poderá ocorrer um derrame ou salpicos em excesso.
- Utilização única. Caso contrário poderá causar contaminação cruzada. Deite fora depois de utilizar.

1. Se utilizar o sistema de seringa junto, 30 ml e dos Acondicionadores da BISCO, siga as seguintes instruções:

- Conecte a seringa uni-dose pré-rolada (1,2ml) à extremidade da seringa junto, girando com firmeza o luer lock na seringa uni-dose na roscas macho da seringa junto.

- c. Imediatamente, recoloca a Tampa na seringa de 30 ml.
- d. Se a seringa uni-dose permanecer conectada após o uso, use imediatamente, recoloca a Tampa.
- e. Quando estiver pronta a usar, remova a Tampa e coloque a ponta 25ga da caixa. Distribua como indicado.

2. Quando estiver totalmente conectada, puxe lentamente o êmbolo da seringa de 1,2 ml para trás, para introduzir o material na quantidade desejada.



- c. Immediatamente, recoloca a Tampa na seringa de 30 ml.
- d. Se a seringa uni-dose permanecer conectada após o uso, use imediatamente, recoloca a Tampa.
- e. Quando estiver pronta a usar, remova a Tampa e coloque a ponta 25ga da caixa. Distribua como indicado.

3. Quando estiver totalmente conectada, puxe lentamente o êmbolo da seringa de 1,2 ml para trás, para introduzir o material na quantidade desejada.

INSTRUÇÕES DE USO

2. **Acondicionamento selectivo do esmalte**

- 1. Coloque a Tampa da seringa de 30 ml sobre o agente condicionador.
- 2. Coloque a ponta azul claro de 25ga na seringa de 1,2ml ou a ponta azul escuro de 22ga na seringa de 5g.
- 3. Verifique o fluxo do agente condicionador antes de aplicação intraligal. Distribua uma pequena porção de gel num bloco de mistura ou placa, para se familiarizar com a viscosidade.
- 4. Se a superfície condicionadora não tiver sido preparada recentemente, limpe-a com pedras-pommes. Pastas profiláticas que contém óleo ou fluoróio não devem ser usadas, pois essas substâncias podem interferir no acondicionamento. Lave bem.
- 5. Isole! o local de aplicação e o método preferido de isolamento.
- 6. Aplique o agente condicionador directamente nas superfícies adesivas onde será feito o ataque ácido. Deixe o agente condicionador actuar durante 15 segundos.
- 7. Engrape abundantemente por cinco segundos com sucção. Se for acondicionar selectivamente o esmalte, proceda a sucção antes de engrapar, para evitar que o agente condicionador se espalhe para a dentina.
- 8. Immediatamente, continue no procedimento de desdote.
- 9. Deite fora todos os componentes de uso único.

3. **Agente de limpeza em materiais restauradores dentários**

- 1. O **SELECT HV ETC** pode ser utilizado em substratos de materiais restauradores para remover com eficácia contaminantes orgânicos. Deve-se aplicar o agente condicionador na superfície por 30 segundos e engrapar abundantemente com água.
- OBSERVAÇÃO:** A BISCO recomenda a aplicação de um Primer no substrato com PORCELAIN PRIMER™, BIS-SILANE™ ou z-PRIME™ Plus, antes da pasta de prova (try-in), e subsequente limpeza com ácido fosfórico.

HYGIENE: Volte a tapar as seringas com a Tampa Luer lock. Recomendase a utilização de protectores de plástico para evitar contaminação das seringas durante o tratamento.

ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as regulamentações nacionais ou locais correspondentes. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades associadas a isso.

ARMazenamento: Conserve a temperatura ambiente (20°C/68 F - 25°C/77 F). Mantenha afastado da luz directa do sol.

GARANTEE: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na substituição de produtos que se verificarem ser defeituosos. A BISCO, Inc. excoli qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da utilização ou da incorporação de utilizadores de produtos descritos. E de responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades associadas a isso.

SELECT HV é uma marca registrada da Bisco, Inc. PORCELAIN PRIMER™ é uma marca registrada da BISCO, Inc. BIS-SILANE™ z-PRIME™ são marcas registradas da BISCO, Inc. © Daniel Chan, University of Texas Health Science Center at San Antonio Dental School. Residual Effect of 1 and 2% Benzalkonium Chloride Incorporated into an Ethanol on the Susceptibility of Actinomyces viscosus T14V, 1993

SELECT HV™ ETC 40% Fosforisyre a 35% INFORMASJONES GEARIS

To novo **SELECT HV ETC** HV a BISCO permite a aplicação selectiva precisa. Este agente condicionador oferece fluidez, mas é suficientemente viscoso para impedir a migração. Um ataque ácido selectivo proporciona um acondicionamento de ácido fosfórico nos rebordos do esmalte, enquanto mantém o benefício do seu adesivo self-etch, tais como, uma baixa sensibilidade pós-operatória a uma tolerância à humidade da dentina. A aplicação de acondicionamento selectivo ou preferencial pode proporcionar uma restauração mais estável nos rebordos do esmalte, a coloração visualmente brilhante dessa zona limita de agente condicionadora forma esse ácido fosfórico ideal para a adesão de condicionamento do ala-dia em nos casos em que uma diferenciação profunda na cor é importante.

Os agentes condicionadores **SELECT HV** da BISCO são ácidos fosfóricos (H₃PO₄), indicados para aplicar no esmalte e na dentina e, também, como agente de limpeza de substratos de materiais restauradores. O **SELECT HV ETC** removeu com eficiência a smear layer, fará o ataque ácido e demineralizará o esmalte e a dentina, para criar a superfície microretentiva necessária para uma adesão bem-sucedida. O agente condicionador envasado de forma drápid e limpa, sem deixar resíduos. O **SELECT HV ETC** também está disponível com dióxido de benzoil (BAC), um agente antiseptico. Pesquisas confirmam o desenvolvimento de zonas de inibição de bactérias residuais de até 7 mm, quando postas à prova (in-vitro) com Actinomyces viscosus.

OBSERVAÇÃO: A inclusão do dióxido benzalcônio não apresentou correlação com a redução de deterioração secundária em pacientes. Estudos clínicos in vivo para avaliar os efeitos do dióxido benzalcônio em bactérias orais ou cáries não foram realizados.

Indicações de uso:

- Acondicionamento da dentina e do esmalte
- Acondicionamento selectivo do esmalte
- Agente de limpeza em materiais restauradores dentários

Advarsel:

- O ácido fosfórico existente no agente condicionador pode irritar de forma grave os olhos e a pele. Podem verificar-se lesões se o adesivo permanecer em contacto com a pele ou com as mucosas durante um tempo prolongado.
- Se entrar, acidentalmente, em contacto com os olhos, lave abundantemente, com água e procure cuidados médicos especializados.

Cuidados:

Contaminação cruzada:

- O produto pode conter fene concretos para uma única utilização. Evitar as pontas gastas ou contaminadas. Não limpe, desinfeste nem reutilize a ponta.
- Realizar-se a utilização de protecção higiénica dispostiva, enquanto estiver a aplicar contaminada das seringas durante o tratamento. Se a seringa ficar contaminada, deite fora. Não reutilize nem desinfeste.

- Precauções:**
- Mantenha o produto afastado da luz directa do sol. A exposição prolongada à luz do sol pode causar a descoloração do agente condicionador. Uma eventual descoloração não comprometerá a eficácia do produto.
 - Teste o agente condicionador num bloco de mistura ou placa de vidro, ANTES de usar em pacientes de forma a familiarizar-se com a pressão exigida para distribuir o agente condicionador através da ponta. Nunca utilize intracanalmente antes de verificar o fluxo na ponta. Nunca aplique força no êmbolo para iniciar o fluxo intracanalmente, isso poderia causar uma descarga descontrolada subsequente do material. Se se verificar resistência ao fluxo, PARE. Coloque uma ponta nova e verifique o fluxo antes de utilizar no paciente.
 - Pasta profilática que contém óleo ou fluoróio não devem ser usadas, pois essas substâncias podem interferir no ataque ácido.
 - Consulte os rótulos individuais de cada componente para verificar as datas de validade.
 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
 - Ficha de Dados de Segurança disponível em www.bisco.com.

OBSERVAÇÃO: Verifique a seringa junto, 30 ml.

- O material pode estar exposto a danos de luz ultravioleta, reutilize.
- Se observar que o material não é expelido para a seringa uni-dose, conecte-a à seringa junto e, gentilmente, puxe para trás, para sugar o ar da seringa grande. Retire a seringa uni-dose e desixe o ar. Repita quantas vezes for necessário até que o material comece a ser expelido na seringa uni-dose.

OBSERVAÇÃO: Verifique a seringa uni-dose.

- O êmbolo da seringa uni-dose pode ser repentinamente, se puxado rápido demais. Gentilmente, puxe o êmbolo da seringa uni-dose para expor o material.
- Conecte com firmeza a ponta de aplicação. caso contrário, poderá ocorrer um derrame ou salpicos em excesso.
- Utilização única. Caso contrário poderá causar contaminação cruzada. Deite fora depois de utilizar.

1. Se utilizar o sistema de seringa junto, 30 ml e dos Acondicionadores da BISCO, siga as seguintes instruções:

- Conecte a seringa uni-dose pré-rolada (1,2ml) à extremidade da seringa junto, girando com firmeza o luer lock na seringa uni-dose na roscas macho da seringa junto.

- c. Immediatamente, recoloca a Tampa na seringa de 30 ml.
- d. Se a seringa uni-dose permanecer conectada após o uso